

ПРОМОЦИЈА

Отпорноста на корозија и биокompatибилноста зависат од хемискиот состав. Remanium® CoCr и Remanium® NiCr легурите се многу отпорни на корозија. Сите Remanium® легури наменети за коронки и мостови се ослободени од берилиум, галиум, индиум и кадмиум.
Remanium® CoCr легурите се ослободени од никел.



СТАРА ЦЕНА
~~13,570 ДЕН~~
ЦЕНА ВО АКЦИЈА
11,550
ДЕН СО ДДВ

СТАРА ЦЕНА
~~13,570 ДЕН~~
ЦЕНА ВО АКЦИЈА
8,999
ДЕН СО ДДВ



REMANIUM® CSE

ЛЕГУРА ЗА ПРЕЦИЗНИ ИЗРАБОТКИ,
ЕДНОСТАВНА ЗА УПОТРЕБА

Одлична фузија со керамичките маси - дури и по повеќе печења, едноставно ракување заради значително намалената цврстина на површина, без берилиум, биокompatибилен, стабилен во уста и отпорен на корозија поради високиот удел на хром и молибден во составот, брзо и лесно се топли и лее. Особено погоден за техники при рачно топење со брелер, нема прскање кога се топли, не бара бавно ладење кога се пече порцеланот, одличен за ласерско лотање, секој Ingot има високо-хомоген состав и е означен со број на серија.

REMANIUM® 380+

ЛЕГУРА ЗА ПРЕЦИЗНИ ИЗРАБОТКИ,
ЕДНОСТАВНА ЗА УПОТРЕБА

Наменет за целиот спектар на CoCr и комбинирани скелетирани протези, за стандардни изработки со висока цврстина;

Remanium® GM 380+ е всушност подобрување на класичната Remanium® GM 380 CoCr легура, со усовершени својства како што е рефлексија при леене, намалена цврстина на површината и оптимизирани својства на ласерското лотање поради намалена содржина на јаглерод во составот; Висок степен на елонгација.



ПАКЕТ 1



REMANIUM® 800+

МЕТАЛ ЗА СИТЕ ВИДОВИ МОБИЛНИ
СКЕЛЕТИРАНИ ИЗРАБОТКИ

1 кг. Состав: Co , Cr, Mo,W, Si

REMA® ЕХАКТ

МАСА ЗА ВЛОЖУВАЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ
МОБИЛНИ СКЕЛЕТИРАНИ ИЗРАБОТКИ

50 X 400 ГР | ТЕЧНОСТ ЗА REMA ЕХАКТ 1 L



15,500
ДЕНАРИ

ПАКЕТ 2



REMANIUM® STAR CoCr

МЕТАЛ ЗА СИТЕ ВИДОВИ
ФИКСНО-ПРОТЕТСКИ ИЗРАБОТКИ

1 кг. Состав: Co , Cr, W, Si
за сите видови на лење

CASTORIT® SUPER C

МАСА ЗА ВЛОЖУВАЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ
ФИКСНО-ПРОТЕТСКИ ИЗРАБОТКИ

40 X 150 ГР | ТЕЧНОСТ ЗА CASTORIT SUPER C 1 L



15,500
ДЕНАРИ

ПРОМОЦИЈАТА ВАЖИ ДО 30.09.2016!
КОЛИЧИНИТЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ И ПОКРАЈ ПЕРИОДОТ
НА ВАЖНОСТ НА АКЦИЈАТА.

 ПРОМЕДИКА

Сектор за стоматолошка и зрбна техника | ул. Св. Кирил и Методиј бр. 33
п. бокс. 122-1000 Скопје | тел.: 02 3248-403 | факс: 02 3248-401
mki.promedika.com.mk
www.facebook.com/promedika.dental

 D
DENTAURUM